



Lizenzmanipulationsmeldung bei der Neuinstallation

PROBLEM:

Lizenzmanipulationsmeldung während der Installation von ProfiSignal.



URSACHE:


In den meisten Fällen liegt dies daran, dass die gleiche Lizenz bereits einmal auf diesem PC aktiviert war. Bei der Neuinstallation wurde diese ehemalige Installation durch eine noch nicht aktivierte Lizenzdatei überschrieben, wodurch es zur Lizenzmanipulation gekommen ist.

BEHEBUNG DES PROBLEMS:


Eine Lizenzmanipulationsmeldung kann nur über die Eingabe eines von Delphin erstellten Aktivierungsschlüssels zurückgesetzt werden.

Eine weitere Deinstallation und Neuinstallation (auch mit einer anderen Lizenz) behebt das Problem nicht.

Um diesen Aktivierungsschlüssel zu bekommen, setzen Sie sich bitte mit Delphin in Verbindung und geben die Nummer der Lizenz, der Ihnen in einer der Meldungen angezeigt wird, durch (notfalls Setup wiederholen bis das die Meldung angezeigt wird).



Hierraufhin bekommen Sie von Delphin einen Aktivierungsschlüssel genannt den Sie in den nächsten Bildschirm eingeben müssen.



Mit OK bestätigen.